

Röststyrning



Produktbeskrivning


Vår efterlängtade röststyrning som ingår i månadslicensen för FRENDA kan användas såväl för status och fynd som för parodregistrering.

Röststyrningen underlättar arbetet, kan förbättra ergonomin och hjälper fokusera på patienten utan att behöva pausa för att vända dig till ett tangentbord för att registrera utförda mätningar.

Manual

För att komma igång behöver du **(1) hörlurar med mikrofon** och **(2) aktivera röststyrning** samt **aktivera röstfeedback** under *kugghjulet*, *kostnadsställe* och *röststyrning*.

Nu är du redo, i *parodjournalen* klicka på *starta röststyrning* och säg:

 Röst på/stopp	Röststyrning påbörjas/avslutas
 Pausa/starta	Röststyrning pausas/återupptas
 Ångra	Ångrar senaste registrering
 Fickdjup/tandsten/blödning plack/pus/retraktion/furk	Det du vill registrera
 17 till 14	Tandnummer eller flera
 Mesialt	Yta
 1-12	Värde

Besök oss gärna på www.frenda.se för att läsa mer om vår produkt och våra tjänster.